

**SERIE BETA 2023****SCHEDA TECNICA****MOD. BASE SOFT AR501****BASE SOFT AR501****DESCRIZIONE**

Rivestimento in eco tessuto in poliestere, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1.

Tutti i rivestimenti sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine.

Ampia gamma di colori.

DIM. 60x60x20 h



*Made in Italy*