

SCHEMA TECNICA

Serie : ARB-510MET



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARB-510MET
Codice Me.Pa: ARB-510MET

DESCRIZIONE

Microscopio da laboratorio di routine avanzato con obiettivi IOS W-PLAN MET e attacco metallurgico con l'esclusiva sorgente di illuminazione X-LED 3 per la sola illuminazione incidente. Gli obiettivi NCG (senza coprioggetto) sono appositamente progettati per l'uso in microscopia senza coprioggetto, ideali per campioni metallografici e altri campioni opachi.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arsb-510met

