

SCHEDA TECNICA

Serie : ARB-510-5

CODICE PRODOTTO:

Sito: ARB-510-5

Codice Me.Pa: ARB-510-5



DESCRIZIONE

Microscopio da laboratorio avanzato di routine per osservazioni in campo chiaro con obiettivi IOS W-PLAN e tavolino senza rack. Ideale per gruppi di discussione e scopi didattici per più osservatori, fino a cinque utenti contemporaneamente. Un puntatore LED a tre colori facilita l'indicazione e l'identificazione dell'oggetto osservato. L' X-LED 3 ad alta efficienza lo rende affidabile per tutte le osservazioni a luce trasmessa per una visione di grande impatto visivo, ricca e di alta qualità.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arb-510-5

