

**SCHEDA TECNICA****MOD. CMC160/265****LABORATORIO MOBILE**

Laboratorio mobile completamente autonomo

Struttura in ferro con pannelli laterali in nobilitato robusta ed ergonomica dim.cm.l 165/265x65x90h, montata su quattro ruote piroettanti di cui due con freno, adatto ad un uso specifico per scuole primarie e scuole secondarie: il materiale contenuto è di semplice utilizzo è studiato in modo da contenere in maniera ordinata tutto il materiale necessario.

Composta da:

- Dimensioni di ingombro: 165x65x90h cm (chiuso) - 265x65x90h cm (aperto)
- Piani di lavoro scorrevoli
- Mobiletto con cinque cassetti e maniglie per la sistemazione dei componenti.
- Lavello in acciaio antiacido dim.cm.l. 40x40x18h con rubinetto inox.
- Piano cottura a gas vetroceramica due fuochi con accensione frontale.
- Autoclave a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10 L ciascuno.
- Bomboletta KG 5 di GPL .
- Quadro elettrico con due prese schuko.
- Rubinetto monoforo acqua fredda, con rubinetto richiudibile a ribalta.
- Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso.
- Forno elettrico ventilato, cottura a vapore, pulizia automatica classe A+.