Via Trotti trav. Giotto 8 81027
San Felice a Cancello (CE)
Tel: (+39) 353 393 1626
Email: arrelabsrl@gmail.com

SCHEDA TECNICA


PIANO IN POLIPROPILENE CON VASCA



CODICE PRODOTTO:
Sito: ARPN17
Codice Me.Pa: ARPN17

DIMENSIONI:
- 120 × 75 × 24,5 H

DESCRIZIONE:
Piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antidebordante, stampato ad iniezione con vasca applicata. Nuovo Design con superfici completamente lisce. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano. Colore Polysink antiriflesso.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/piano-in-polipropilene-con-vasca-arpn17/