Via Trotti trav. Giotto 8 81027
San Felice a Cancello (CE)
Tel: (+39) 353 393 1626
Email: arrelabsrl@gmail.com

SCHEDA TECNICA

Serie:AR8201



CODICE PRODOTTO:

Sito: AR8201
Codice Me.Pa: AR8201

DESCRIZIONE

Calorimetro elettrico da 350 ml

Per la verifica della legge di Joule, capacità 350 ml.
E' dotato di due resistenze che possono essere utilizzate singolarmente o in serie, ciascuna rispettivamente da 4 ohm e 8 ohm.
Tensione massima di lavoro 6 V, è possibile utilizzare l'alimentatore Cod. AR4991 (non fornito).
Fornito completo di agitatore e termometro.
È possibile eseguire gli esperimenti proposti utilizzando il sensore di temperatura (non fornito) Cod. AR12903-00

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-ar8201