Via Trotti trav. Giotto 8 81027
San Felice a Cancello (CE)
Tel: (+39) 353 393 1626
Email: arrelabsrl@gmail.com

SCHEDA TECNICA

Serie:AR5179



CODICE PRODOTTO:

Sito: AR5179
Codice Me.Pa: AR5179

DESCRIZIONE

Bilancia elettromagnetica

La bilancia elettromagnetica presenta un telaio solido ed elegante in Plexiglass. Uno dei due bracci termina con una spira rettangolare di alluminio immersa nel campo di un potente magnete permanente. L'altro braccio è provvisto di due masse scorrevoli che consentono di ottenere l'equilibrio in condizioni di riposo.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-ar5179